

MODALITÀ DI RACCOLTA RICERCA PARASSITI NELLE FECI

1. Togliere il tappo verde girandolo verso sinistra;
2. Prelevare il campione fecale con la paletta di campionamento;
3. Prelevare una quantità sufficiente a coprire la superficie della paletta;
4. Inserire la paletta di campionamento nel dispositivo di prelievo e chiudere il tappo.

NON RIPETERE L'OPERAZIONE PIÙ DI UNA VOLTA

5. Agitare il flacone per inversione diverse volte.

Conservazione

Il dispositivo di prelievo dei campioni è stabile fino alla data stampata in etichetta, purché il flacone rimanga chiuso. Non esporre il campione a fonti di calore e non congelarlo. Una volta prelevato il campione di feci consegnarlo prontamente al laboratorio.

Avvertenze e Precauzioni

- I. Non versare liquidi nel dispositivo di prelievo dei campioni, né aggiungere acqua;
- II. Non buttare via il liquido contenuto nel flacone di raccolta;
- III. Non usare il dispositivo di prelievo dei campioni ponendolo a contatto diretto con il corpo;
- IV. Non usare il dispositivo di prelievo dei campioni per scopi diversi dal prelievo di campioni fecali.

COLLECTION METHODS SEARCH FOR PARASITE IN STOOLS

1. Remove the green cap by turning it to the left;
2. Collect the fecal sample with the sampling scoop;
3. Take a quantity sufficient to cover the surface of the scoop;
4. Insert the sampling paddle into the sampling device and close the cap. **DO NOT REPEAT THE OPERATION MORE THAN ONCE**
5. Shake the bottle by inverting several times.

Storage

The sample collection device is stable until the date printed on the label, as long as the bottle remains closed.

Do not expose the sample to heat sources and do not freeze it.

Once the stool sample has been collected, promptly deliver it to the laboratory.

Warnings and Precautions

- I. Do not pour liquids into the specimen collection device or add water;
- II. Do not throw away the liquid contained in the collection bottle;
- III. Do not use the sample collection device by placing it in direct contact with the body;
- IV. Do not use the specimen collection device for any purpose other than stool sampling.

METHODES DE COLLECTE DéTECTION DE PARASITES DANS LES SELLES

1. Retirez le capuchon vert en le tournant vers la gauche ;
2. Recueillir l'échantillon fécal à l'aide de la pelle d'échantillonnage ;
3. Prenez-en suffisamment pour couvrir la surface de la pagaie ;
4. Insérez la palette d'échantillonnage dans le dispositif d'échantillonnage et fermez le capuchon. **NE PAS RÉPÉTER L'OPÉRATION PLUS D'UNE FOIS**
5. Agitez le flacon en le retournant plusieurs fois.

Conservation:

Le dispositif d'échantillonnage est stable jusqu'à la date imprimée sur l'étiquette, à condition que le flacon reste fermé. N'exposez pas l'échantillon à des sources de chaleur et ne le congélez pas. Une fois l'échantillon de selles prélevé, remettez-le rapidement au laboratoire.

Avertissements et précautions

- I. Ne versez pas de liquides dans le dispositif d'échantillonnage, ni n'ajoutez d'eau ;
- II. Ne jetez pas le liquide contenu dans le flacon collecteur ;
- III. Ne pas utiliser le dispositif d'échantillonnage en contact direct avec le corps ;
- IV. N'utilisez pas le dispositif de prélèvement d'échantillons à d'autres fins que la collecte d'échantillons fécaux.

طرق الجمع الكشف عن الطفيليات في البراز

1. قم بإزالة الغطاء الأخضر عن طريق تدويره إلى اليسار؛
2. قم بجمع عينة البراز باستخدام مغرفة أخذ العينات؛
3. خذ ما يكفي لتغطية سطح المجداف؛
4. أدخل مجداف أخذ العينات في جهاز أخذ العينات وأغلق الغطاء. لا تكرر العملية أكثر من مرة.
5. رج الزجاجاة عن طريق قلبها عدة مرات.

حفظ

يظل جهاز أخذ العينات ثابتاً حتى التاريخ المطبوع على الملصق، طالما □ لت الزجاجاة مغلقة. لا تعرض العينة لمصادر الحرارة ولا تجمدها. بمجرد جمع عينة البراز، قم بتسليمها على الفور إلى المختبر.

التحذيرات والاحتياطات

- أ. لا تصب السوائل في جهاز أخذ العينات، ولا تضيف الماء؛
- ثانياً. لا تتخلص من السائل الموجود في زجاجة التجميع؛
- ثالثاً. لا تستخدم جهاز أخذ العينات على اتصال مباشر بالجسم؛
- رابعاً. لا تستخدم جهاز جمع العينات لأي غرض آخر غير جمع عينات البراز.